

Därför ska du välja

Dräger Alcotest 6510

Alkotestare är ett hett ämne i massmedia nu för tiden och vi är stolta över att kunna marknadsföra den bästa tillgängliga produkten på marknaden.

Men vad är det som gör denna alkotestare till den bästa? Vi har sammanställt de främsta faktorerna som särskiljer vår alkotestare från andra.



Svenska polisen som referens

Sedan våren 2006 använder polisen dagligen denna alkotestare som sållningsinstrument. Över 1 miljon utandningsprov tas per år av de cirka 8000 enheter som polisen förfogar över. **Bättre referens finns inte!**

Att dessutom polisen runt om i världen har gjort samma val gör inte saken sämre. Det finns idag totalt över 100 000 alkotestare i daglig drift.

Säker

Med en sensor av elektrokemisk typ kan man vara säker på att testaren endast ger svar på det man vill veta – dvs. alkoholhalt! Till skillnad från de billigare fabrikaten på marknaden kan man dessutom lita på testresultatet.

Lätt att använda

En knapptryckning och instrumentet är klart att ta emot utandningsprovet. Blås i munstycket och resultatet visas direkt i displayen. Med endast tre knappar på instrumentet och ett menysystem på svenska blir alkotestaren mycket enkel att använda!

Snabb

Det tar bara cirka 10 sekunder innan instrumentet är klart att ta emot ett utandningsprov. Även höga halter av alkohol analyseras snabbt.

Låg strömförbrukning

En uppsättning av batterier (2 st. LR03/AA) räcker till mer än 1 500 provtagningar.

Kontrollerar om det finns alkohol i omgivningsluften

Genom att dubbeltrycka på "OK"-knappen tas ett prov som ger svar på om indikerad alkohol kommer från personen eller om den redan finns i omgivningsluften. Alla tvivel och diskussioner är enkelt och snabbt undanröjda.

Enkel att kalibrera

Kalibrering bör göras två gånger per år om du vill vara säker på ett korrekt mätresultat. Kalibrering kan göras på alla serviceställen för Dräger alkoholås.

Hygienisk

Munstyckena levereras i sterila förpackningar som enkelt appliceras på instrumentet. Och det är lika lätt och hygieniskt att avlägsna dem.

Dräger